



Smartee隱形矯正 創新性牙齒矯正科技

Smartee隱形矯正是在專業矯正基礎上，融合3D列印技術、電腦輔助設計等技術研發出來的，採用德國醫用高分子膜片製成。作用原理是佩戴矯正器後，依靠其材料的彈性形變產生的回彈力對牙齒施加矯正力，從而實現牙齒的移動，達到矯正異常咬合的目的。

每天佩戴22小時 輕鬆完成矯正

Smartee 隱形矯正器包括一系列透明矯正器，每副矯正器都經過精密設計製造，使牙齒產生微小移動，只需按階段佩戴，牙齒便可逐步達到理想效果。每天保證22小時以上佩戴時間，循序漸進，讓您綻放自信笑容。



Smartee 隱形矯正器

美觀、舒適、可隨時摘戴、便於清潔
帶給患者自信笑容

選擇理由

1 美觀

全透明材質，佩戴時他人難以察覺，就像牙齒的“隱形眼鏡”，不影響正常的工作和生活。

2 有效

結合CAD/CAM（電腦輔助設計／製造）和矯正技術定制而成，能精密控制牙齒移動，有效完成矯正治療。

3 舒適

沒有網絲、托架等異物，不對口腔造成創傷，基本上無異物感。

4 易清潔

進食、刷牙時可摘取下來，自由的摘戴方式，方便清潔口腔衛生。



哪些情況 需要矯正治療



間隙

齒列間隙指牙齒間出現的間隙。



反咬

下前牙咬在上前牙的外。



開咬

在正中顎位及非正中顎位時，上下顎部份牙齒在垂直向無顎接觸。



擁擠

齒列擁擠是異常咬合中最常見的，表現為牙齒擁擠錯位排列不齊。



對切緣咬合

前牙牙齒的切緣與切緣接觸，沒有垂直覆蓋、水平覆蓋關係。導致咬合不良。



深咬

上下顎牙弓和(或)上下顎前牙牙齒的切緣與切緣接觸，沒有垂直覆蓋、水平覆蓋關係。導致咬合不良。上前牙切緣蓋過下前牙齒冠長度1/3以上或下前牙咬合於上前牙舌側1/3以上。

如何開始 Smartee隱形矯正



就診檢查

醫師給出初步矯正建議並為您進行相關檢查；取全口牙齒模型、咬合記錄、全景 X 光片、側顛 X 光片（電腦斷層）、面像照及口內照片。



確認矯正方案

醫師將與您確認專屬於您的客制化矯正方案。



隱形矯正器客制化

根據您的矯正方案，利用3D列印技術將數位化牙模實體化，定制一系列Smartee 隱形矯正器。



佩戴隱形矯正器

按階段佩戴，保證每天有22小時以上的佩戴時間。並按時到醫療院所回診。當所有隱形矯正器佩戴完，即可擁有燦爛的牙齒與笑容。

產品名稱：隱齒麗透明矯正牙套

衛部醫器陸輸字第 001166 號

禁忌內容及注意事項請詳見說明書

請仔細詳閱產品說明書或在醫護人員的指導下購買和使用

您關心的問題



我適合用Smartee隱形矯正進行治療嗎？

A Smartee隱形矯正適用於大多數需要矯正的患者。若您需要進行隱形矯正，請聯絡您牙醫師。



Smartee隱形矯正是如何動牙齒的？

A 它使用透明的矯正器對牙齒施加壓力，迫使牙齒在小範圍內移動，醫師會根據患者的情況來決定那些特殊牙齒的移動以及它們的移動範圍。



Smartee隱形矯正治療的效果好嗎？

A 只要你經過專業牙醫師診斷，並認真配合，按要求配戴Smartee隱形矯正器，就能取得滿意、有效的治療效果。



Smartee隱形矯正治療需要多長時間？

A 隱形矯正治療的週期是根據患者的牙齒情況來決定。



Smartee隱形矯正治療需要注意什麼？

A 你可以在進食、刷牙或重要場合取矯正器，但應保持每日配戴時間不少於22個小時以上。您的良好配合與矯正效果密切相關。



Smartee隱形矯正治療矯正，牙齒會疼痛嗎？

A 需要移動的牙齒在初始兩到三天左右會有輕微酸痛，其餘時間牙齒無明顯感覺。

出眾氣質 從齒開始



Smartee 隱形矯正器

創造微笑的力量