


目前正雅有提供手機或平板的專用 APP—正雅醫生，但只有簡體版，除不能提交病例外，其他功能都有，下載或安裝方式如下：

1. 若為 iOS 系統，請直接至 App Store 搜尋"正雅醫生"，安裝並打開。
2. 若為 Android，請下載 [smartee-app-release-1.6.0.zip](#) 壓縮檔，解壓縮後安裝，安裝方式如下說明：


- a. 解壓縮 smartee-app-release-1.6.0.zip 後檔名為 smartee-app-release-1.6.0.apk，按二下開始安裝。



- b. 系統會問是否安裝正雅醫生，按安裝。



- c. 若出現安全性問題，請至「系統設定-> 安全 ->未知來源」修改設定，或允許安裝未知應用。



- d. 若發生已由 Play 安全防護封鎖，請選擇仍要安裝。



- e. 完全安裝後，程式中會出現"正雅醫生"，開啟即可使用。